





www.medischevakhandel.nl



Siliconen vaginale
pessaria



Medische Vakhandel
Phoenixweg 43
9641 KS Veendam

Tel. 088-1900099
contact@medischevakhandel.nl
www.medischevakhandel.nl



Legenda



1e/2e graads baarmoederverzakking



2e/3e graads baarmoederverzakking



Cystocele



Rectocele



Stress-incontinentie



Toepassing door een arts



Toepassing door een patiënt



Ik kan het verschil dat het pessarium heeft gemaakt nauwelijks geloven, het is comfortabel en heeft mijn verzakkingproblemen opgelost.

Ik voel geen druk meer en voel me bevrijd.

Het verstrekken van vaginale pessaria ter ondersteuning van de bekkenbodem bij prolapsproblemen is een conservatieve behandelingsoptie die al vele jaren met succes wordt toegepast en momenteel een comeback beleeft.

Het kosteneffectieve aanbod van deze eenvoudige en ongecompliceerde hulpmiddelen, de goede verdraagbaarheid ervan en niet in de laatste plaats het vooruitzicht om prolaps en incontinentiechirurgie mogelijk te kunnen voorkomen, dragen hieraan bij.


De hoogwaardige ProFem®-pessaria zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en maten en dekken vrijwel alle indicaties bij de behandeling van bekkenbodem verzakking en bestaande stressincontinentie.

Pessariumtherapie is een algemeen geaccepteerde, **kostenefficiënte en effectieve behandeling** voor veel bekkenbodemandoeningen die meestal wordt gedekt door de

ziektekostenverzekering. Een overzicht van de ProFem® pessaria en meer informatie over het gebruik van pessariums vindt u op de volgende pagina's.



Kubuspessarium



Zonder drain			Met drain		
mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.	Art.-Nr.	ZI-Nr.	
25	CU25#0	17310253	CU25D#0	17310385	
29	CU29#1	17310261	CU29D#1	17310393	
33	CU33#2	17310288	CU33D#2	17310407	
37	CU37#3	17310296	CU37D#3	17310415	
41	CU41#4	17310318	CU41D#4	17310423	
45	CU45#5	17310326	CU45D#5	17310431	
50	CU50#6	17310334	CU50D#6	17310458	
56	CU56#7	17310342	CU56D#7	17310466	
63	CU63#8	17310350	CU63D#8	17310474	

Het Kubus pessarium kan worden gebruikt om de symptomen van een cystocele of rectocele te verlichten, evenals een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking.

Door zijn constructie oefent het kubus pessarium zuigkracht uit op de vaginawand.

De ProFem® kubuspessaria kunnen ook besteld worden zonder drains als een sterkere zuiging aan de vaginale wand gewenst is. De unieke positionering van de lus vergemakkelijkt het verwijderen.


De Ring ProFem® ringpessariums zijn verkrijgbaar in drie stevigheidsgraden. De stevigere versie is ook verkrijgbaar met een extra ondersteunend membraan dat de baarmoeder beter ondersteunt. De zachtere versie is vooral geschikt als de ring door de gebruiker zelf moet worden ingebracht en verwijderd.

Unieke kenmerken van ProFem pessaria



Met of zonder perforatie

Robust silicone loop



Met of zonder steun

Drie stevigheidsgraden

Met de **ProFem® pessaria** biedt Sayco een unieke reeks pessariumtypes en maten die een grotendeels **individuele aanpassing** en verzorging mogelijk maken.




Ga voor meer informatie naar:
www.medischevakhandel.nl





Ringpessarium / Stevige ring

Ringpessarium



Toepassing

Zonder ondersteuning Met ondersteuning

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.	Art.-Nr.	ZI-Nr.
45	R1.75#0	17309883	R1.75S#0	17309778
51	R2.00#1	17309891	R2.00S#1	17309786
57	R2.25#2	17309905	R2.25S#2	17309794
64	R2.50#3	17309913	R2.50S#3	17309808
70	R2.75#4	17309921	R2.75S#4	17309816
76	R3.00#5	17309948	R3.00S#5	17309824
83	R3.25#6	17309956	R3.25S#6	17309832
89	R3.50#7	17309964	R3.50S#7	17309840
95	R3.75#8	17309972	R3.75S#8	17309859
102	R4.00#9	17309980	R4.00S#9	17309867

Het ringpessarium, verkrijgbaar met of zonder ondersteunend membraan, wordt voornamelijk gebruikt bij een milde eerstegraads baarmoederverzakking of een cystocele.

Stevige ring




Toepassing

Stevige

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
45	FR45#0	17310865
51	FR51#1	17310873
57	FR57#2	17310881
64	FR64#3	17310903
70	FR70#4	17310911
76	FR76#5	17310938
83	FR83#6	17310946
89	FR89#7	17310954
95	FR95#8	17310857
102	FR102#9	17310962

Het nieuwe ring pessarium in een stevigere versie is geschikt voor gebruiksters die op zoek zijn naar een sterkere ondersteuning. Het heeft dezelfde indicaties als de ring met en zonder ondersteuning.

Soft ring



Toepassing

Soft

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
44	SR45#0	17310970
51	SR51#1	17310989
57	SR57#2	17310997
64	SR64#3	17311004
70	SR70#4	17311012
76	SR76#5	17311020
83	SR83#6	17311039
89	SR89#7	17311047
95	SR95#8	17311055
102	SR100#9	17311063

Het nieuwe ring pessarium in een zachtere versie is geschikt voor patiënten die het ring pessarium zelf inbrengen en verwijderen. Het heeft hetzelfde indicatiebereik als de ring met en zonder steun.



Ga voor meer informatie naar:
www.medischevakhandel.nl





Schotelpessarium / Zeef / Urethra pessarium



Urethra pessarium

Schotelpessarium



Zonder ondersteuning Met ondersteuning

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.	Art.-Nr.	ZI-Nr.
50	CP50/18#0	17310083	CP50/18S#0	17310172
55	CP55/23#1	17310091	CP55/23S#1	17310180
60	CP60/28#2	17310105	CP60/26S#2	17310199
65	CP65/33#3	17310113	CP65/33S#3	17310202
70	CP70/38#4	17310121	CP70/38S#4	17310210
75	CP75/43#5	17310148	CP75/43S#5	17310229
80	CP80/48#6	17310156	CP80/48S#6	17310237
85	CP85/52#7	17310164	CP85/52S#7	17310245

Het schotel pessarium, verkrijgbaar met of zonder ondersteunend membraan, wordt gebruikt om de druk van een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking, cystocele of rectocele te verlichten. Dit pessarium kan ook stressincontinentie verlichten.

Zeef / Urethra pessarium



Zonder ondersteuning Met ondersteuning

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.	Art.-Nr.	ZI-Nr.
50	DSH50#0	17310504	DSH50S#0	17310598
55	DSH55#1	17310512	DSH55S#1	17310601
60	DSH60#2	17310520	DSH60S#2	17310628
65	DSH65#3	17310539	DSH65S#3	17310636
70	DSH70#4	17310547	DSH70S#4	17310644
75	DSH75#5	17310555	DSH75S#5	17310652
80	DSH80#6	17310563	DSH80S#6	17310660
85	DSH85#7	17310571	DSH85S#7	17310679

Het Zeef / Urethra pessarium, verkrijgbaar met of zonder ondersteuning, wordt gebruikt om de stress van een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking, een blaas- of endeldarmverzakking te verlichten. Dit pessarium kan ook stress-incontinentie verlichten.

Urethra pessarium



Zonder ondersteuning Met ondersteuning

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.	Art.-Nr.	ZI-Nr.
43	RK1.75#1	17310687	RK1.75S#0	17310776
49	RK2.00#1	17310695	RK2.00S#1	17310784
56	RK2.25#2	17310709	RK2.25S#2	17310792
62	RK2.50#3	17310717	RK2.50S#3	17310806
69	RK2.75#4	17310725	RK2.75S#4	17310814
74	RK3.00#5	17310733	RK3.00S#5	17310822
81	RK3.25#6	17310741	RK3.25S#6	17310830
87	RK3.50#7	17310768	RK3.50S#7	17310849

Het Urethra (ring met knop) pessarium, verkrijgbaar met of zonder steunmembraan, heeft dezelfde indicaties als de ring en kan ook stress-incontinentie verlichten.



Ga voor meer informatie naar:
www.medischevakhandel.nl





Donut pessarium / Shaatz pessarium

Donut pessarium



mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
50	D2.00#0	17309514
58	D2.25#1	17309700
64	D2.50#2	17309719
70	D2.75#3	17309727
76	D3.00#4	17309735
83	D3.25#5	17309743
88	D3.50#6	17309751

Het Donut pessarium kan worden gebruikt om de klachten van een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking, een cystocele of rectocele te verlichten. Dit pessarium, dat vaak wordt gebruikt door vrouwen na de menopauze, kan gemakkelijk worden samengedrukt voor inbrengen en verwijderen.

Shaatz pessarium



mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
38	SH1.50#0	17309999
45	SH1.75#1	17310008
51	SH2.00#2	17310016
57	SH2.25#3	17310024
64	SH2.50#4	17310032
70	SH2.75#5	17310040
76	SH3.00#6	17310059
83	SH3.25#7	17310067
89	SH3.50#8	17310075

Het Shaatz pessarium kan de symptomen van een cystocele en een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking verlichten. De convexe vorm zorgt voor een goede pasvorm, terwijl de drainagegaten het verwijderen vergemakkelijken.

Gellhorn pessarium



Gellhorn pessarium



Kort

mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
38	GS1.50#0	17347157
45	GS1.75#1	17347165
51	GS2.00#2	17347173
57	GS2.25#3	17347181
64	GS2.50#4	17347203
70	GS2.75#5	17347211
76	GS3.00#6	17347238
82	GS3.25#7	17347246
89	GS3.50#8	17347254
95	GS3.75#9	17347262

Lang

Art.-Nr.	ZI-Nr.
G1.50D#0	17347041
G1.75D#1	17347068
G2.00D#2	17347076
G2.25D#3	17347084
G2.50D#4	17347092
G2.75D#5	17347106
G3.00D#6	17347114
G3.25D#7	17347122
G3.50D#8	17347130
G3.75D#9	17347149

Het Gellhorn pessarium met drains wordt gebruikt om de symptomen van een cystocele of rectocele of een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking te verlichten. De knop van dit pessarium is verkrijgbaar in twee verschillende lengtes. Het steeltje kan gemakkelijk worden gevouwen om het inbrengen en



Ga voor meer informatie naar:
www.medischevakhandel.nl





FlexiShelf pessarium

FlexiShelf pessarium



mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
57	FS06	17367573
64	FS08	17367581
70	FS10	17367603
76	FS12	17367611
83	FS14	17367638
89	FS16	17367646

De FlexiShelf wordt gebruikt om de symptomen van een cystocele en een tweede- of derdegraads baarmoederverzakking te verlichten. De anatomische vorm van dit pessarium maakt het gemakkelijker om het te verwijderen en de holle vorm van de basis ondersteunt de verzakking. De taps toelopende stijve steel maakt het makkelijker om het vast te pakken en te draaien voor verwijdering.



Incontinentie Urethra pessarium



mm	Art.-Nr.	ZI-Nr.
55	iDSHk55S#0	17367654
60	iDSHk60S#1	17367662
65	iDSHk65S#2	17367670
70	iDSHk70S#3	17367689
75	iDSHk75S#4	17367697
80	iDSHk80S#5	17367700



Het incontinentie urethra schaal met ondersteuning pessarium wordt gebruikt om stress-incontinentie alleen of in combinatie met verzakingsproblemen te verlichten. De vergrote pelotte biedt meer ondersteuning aan de urethra dan een standaard urethraal pessarium.

Medische Vakhandel



Medische Vakhandel

Medische Vakhandel is een groothandel in medische producten sinds 2001. We leveren medische producten

en verbruiksartikelen aan vele zorgprofessionals zoals huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, dierenartsen en aan gezondheidscentra, klinieken, ziekenhuizen, facilitaire bedrijven. Ons assortiment is ook beschikbaar voor consumenten.

Medische Vakhandel is officieel erkend in het register van Online Aanbieders Geneesmiddelen.

Het grote voordeel van Medische Vakhandel is het lage prijsniveau, de veelzijdigheid en de mogelijkheid om flexibel in te spelen op wat de klanten van ons vragen. We hebben klantgerichtheid hoog in ons vaandel.




Ga voor meer informatie naar:
www.medischevakhandel.nl






Indicaties

Uterus prolaps




In de loop van het leven van een vrouw wordt haar anatomie blootgesteld aan grote spanningen, zoals de belasting door zwangerschap, bevalling en eventueel de effecten van gynaecologische ingrepen. Deze belastingen kunnen de lichaamseigen bekenondersteunende structuren verzwakken en zo leiden tot lokale verzakking van de bekkenbodem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gradaties van verzakkingsklachten. In ernstige gevallen kan het bij sommige vrouwen buiten de vagina zichtbaar zijn.

Cystocele




Een cystocele is een uitstulping van de blaas in de voorste vaginawand. Het ontstaat door een zwakke bekkenbodem, meestal in combinatie met een verzakking of prolaps van de vagina.

Rectocele



Een rectocele is een uitstulping van de voorwand van de endeldarm in de achterwand van de vagina. Als de rectumwand dunner wordt, veroorzaakt de verzwakking van de wand vaak een uitstulping die de stoelgang kan belemmeren.

Stressincontinentie



Stressincontinentie is een vorm van urine-incontinentie. Het wordt veroorzaakt door onvoldoende kracht bij het sluiten van de blaas en kan optreden wanneer de druk op de blaas toeneemt door hoesten, niezen, lachen, sporten enz.

Opmerkingen

